# Spazzolini a coppetta

SETOLA o NYLON in confezione da 12 o 30.




## A STOCK !

Gli spazzolini a coppetta sono stati rimpiazzati per avere una migliore qualità!

## UTILIZZO

- Monouso.
- Per la pulizia e la lucidatura dei denti.
- Compatiili con tutte le paste per lucidatura disponibili sul mercato.
- Velocità massima di lavoro: 10.000 giri/min.
- Da utilizzare con un contrangolo.
- Autoclavabili prima dell'uso (max 134 °C).
- Classe: IIa

## CARATTERISTICHE

- Disponibili in setola naturale o nylon.
- Miglior mantenimento della pasta per lucidatura sullo spazzolino, nessuno spruzzo né schizzo.

| Réf. DLI | Réf. Generix | Designazione 1 | Designazione 2 | Prix HT | Code TVA | Taux % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-232 | 3101494 | SPAZZOLINI A COPPETTA NYLON (12) | R&S | € 9,80 | 1 | 22% |
| 7-233 | 3101492 | SPAZZOLINI A COPPETTA NYLON (30) | R&S | € 21,50 | 1 | 22% |
| 7-240 | 3101495 | SPAZZOLINI A COPPETTA SETOLA(12) | R&S | € 9,80 | 1 | 22% |
| 7-241 | 3101493 | SPAZZOLINI A COPPETTA SETOLA(30) | R&S | € 21,50 | 1 | 22% |

BUONE VENDITE!